

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Código		Esterilizado con Óxidoetileno
	Número de lote		No re-esterilizar
	Fecha de caducidad		No usar si el envase está dañado
	Precaución, consulte documentos adjuntos		Producto no estéril
	No re-utilizar		Límite máximo de temperatura
	Fecha de fabricación		Limitación de temperatura
	Fabricante		Compatible con MRI - no interfiere con el imán del escáner MRI
	Marca CE. Producto conforme a los requerimientos esenciales de las directivas europeas para dispositivos médicos 93/42/EEC.		Irritante - puede causar inflamación en la piel o el las mucosas
	Marca CE que incluye número de identificación SGS. Producto conforme a los requerimientos esenciales de las directivas europeas para dispositivos médicos 93/42/EEC.		Mantener fuera del alcance de la luz solar
	Producto fabricado sin latex		Mantener fuera del alcance de la luz solar
	Producto fabricado sin latex		Sentido de estiba, flechas hacia arriba.
	Producto fabricado sin PVC		Reciclable
			No abrir el empaque con instrumentos filosos