



Ascend[®] Nasal

maskas con almohadillas de AIR[°]gel[®] sustituibles
con Tecnología de amortiguación avanzada

Acceda a un mayor nivel de comodidad y conveniencia con la mascarilla nasal Ascend: nuestra primera mascarilla nasal con almohadillas sustituibles. Nuestra almohadilla de AIR gel sustituible y patentada se desprende y vuelve a colocar de manera fácil para una limpieza y un reemplazo de almohadilla sencillos, lo que ahorra tanto tiempo como dinero.

Obtenga un mayor nivel de comodidad y conveniencia

Flexible Spacebar™ (barra espaciadora flexible)

Su diseño flexible único brinda una estabilidad superior, manteniendo la hermeticidad sin tener contacto con la piel

Almohadilla sustituible

Ahora puede sustituir la almohadilla sin tener que reemplazar la máscara completa. Disponible en tres tamaños.

S M L

AIR[°]gel

Máxima comodidad, mínimo peso. Nuestro AIR[°]gel patentado minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel.

Advanced Cushion Technology™ (A.C.T.)

Nuestra tecnología de almohadilla ergonómica provee una hermeticidad efectiva para lograr el ajuste más cómodo.

Casco de liberación rápida

El casco es liviano y transpirable y se desprende fácilmente con una sola mano.

Codo giratorio en 360°

Para un posicionamiento óptimo del tubo y una mejor movilidad

Active Headgear Connector™ (conector de casco activo)

Se mueve cuando el paciente se mueve para proporcionar una hermeticidad fiable.



¿Qué hace que nuestra mascarilla nasal Ascend sea diferente?

- Nuestra almohadilla sustituible fácil de usar le permite prolongar la vida útil de su mascarilla.
- La *Flexible Spacebar* está diseñada para proporcionar una estabilidad superior sin entrar en contacto con la piel.
- El *Active Headgear Connector* se mueve cuando el paciente se mueve para ayudar a mantener una hermeticidad fiable.
- Disponible en tres tamaños con un casco de liberación rápida simple y respirable EZFit de fácil colocación.

Advanced Cushion Technology (A.C.T.)

Nuestro AIR°gel patentado con diseño ergonómico que brinda una sensación de lujo reduce la presión mientras mantiene una hermeticidad fiable.



Almohadilla fácil de reemplazar



Desmontaje: simplemente presione los laterales de la almohadilla para liberarla y conéctela para reemplazarla.



Montaje: coloque el pasador de alineación superior en la ranura e inserte los pasadores inferiores hasta que estos queden asegurados.

Especificaciones de las mascarillas nasales Ascend con casco desechable EZFit:

Número de identificación del producto	Descripción	Puerto de fugas	Tamaño de la almohadilla	Peso de la mascarilla con la almohadilla	Dimensiones de la mascarilla con la almohadilla
50174	Sistema de la mascarilla y casco	✓	S, M, y L	N/D	N/D
50179	Sistema de la mascarilla con casco adjunto	✓	S, M, y L	N/D	N/D
50187	Mascarilla y casco	✓	Pequeño	57,9g	3,70" P x 2,75" A x 5,40" A
50188	Mascarilla y casco	✓	Mediano	58,9g	3,80" P x 2,95" A x 5,40" A
50189	Mascarilla y casco	✓	Grande	63,0g	3,97" P x 3,30" A x 5,40" A
50157	Mascarilla con casco adjunto	✓	Pequeño	57,9g	3,70" P x 2,75" A x 5,40" A
50158	Mascarilla con casco adjunto	✓	Mediano	58,9g	3,80" P x 2,95" A x 5,40" A
50159	Mascarilla con casco adjunto	✓	Grande	63,0g	3,97" P x 3,30" A x 5,40" A
50201	Almohadilla de AIR°gel	✓	Pequeño	57,9g	3,70" P x 2,75" A x 5,40" A
50202	Almohadilla de AIR°gel	✓	Mediano	58,9g	3,80" P x 2,95" A x 5,40" A
50203	Almohadilla de AIR°gel	✓	Grande	63,0g	3,97" P x 3,30" A x 5,40" A
5505 I	Casco EZFit (de fácil colocación)	N/D	N/D	N/D	N/D

Ascend® Full Face

mascarillas con almohadillas de AIR°gel sustituibles

También disponibles como mascarillas faciales completas



Contáctenos hoy mismo.

Para realizar un pedido, llame a un distribuidor autorizado:
Llame al 1.800.742.3646
Visite www.sleepnetmasks.com para obtener más información.
Sleepnet Corporation, 5 Merrill Industrial Drive,
Hampton, New Hampshire 03842 EE. UU.



No contiene látex de caucho natural

